



Das Give-Away mit Augenzwinkern...

Eine Datei mit der entsprechend angelegter Stanzform liegt in folgenden Formaten vor:
PDF / EPS / InDesign / Illustrator



Beispielhafter Aufbau
einer Datei



MEIN
KONDOM

Die Innenseite...

Die Innenseite **kann nicht gestaltet** werden und enthält weitere Pflichtangaben und Anwendungshinweise in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch.

DE: Bitte LOT Nummer und Verfallsdatum auf der Kondomfolie beachten.

Falls zusätzliche Gleitfähigkeit erforderlich sein sollte, sollten Sie nur Gleitmittel verwenden, die im Zusammenhang mit Kondomen empfohlen werden. Benutzen Sie niemals Substanzen auf Fettbasis wie z.B. Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöl, Butter oder Margarine als Gleitmittel, da diese die Integrität des Kondoms beschädigen können.

Bitte beachten Sie, dass bei gleichzeitiger äußerlicher Anwendung rezeptpflichtiger oder rezeptfreier Medikamente an Penis oder Vagina ein Arzt oder Apotheker über die Verträglichkeit zu konsultieren ist.

Bei leichten Irritationen, z.B. Hautreizungen o.Ä. fragen Sie bitte ebenfalls Ihren Arzt um Rat. Wenn bei der Benutzung ein Riss oder Loch im Kondom auffiel, suchen Sie bitte innerhalb von 72 h einen Arzt auf.

SICO-Kondome sind ein zuverlässiger Schutz vor Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten. 100 % Sicherheit kann jedoch leider kein Verhütungsmittel garantieren. Mehr Informationen unter: www.cpr-germany.de

Kondome sollten vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis gestreift werden, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und vor Schwangerschaft zu schützen.

Das Kondom vorsichtig mit den Fingern aus der Schutzfolie befreien und weiterbehandeln, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden.

Fällt Ihnen eine offensichtliche Beschädigung der Einzelpackung auf, verwenden Sie diese nicht und nehmen eine neue unbeschädigte.

Das Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und das Kondom auf dem steifen Penis platzieren. So kann sich kein Luftpolster bilden.

Die Vorhaut zu Ihrer Sicherheit zurückziehen. Den Ring mit der anderen Hand ganz abrollen. Falls bei der Anwendung das Gefühl aufkommt, dass das Kondom rutscht oder über dem Penis überdehnt ist, sollte gestoppt und überprüft werden wegen Gefahr des Reißens. Nach dem Ejakulieren das Kondom am Ring festhalten und den Penis mit Kondom herausziehen.

Gebrauchte Kondome gehören nicht in das WC. Bitte, werfen Sie benutzte Kondome in den Abfall.

Wichtig! Bitte das Kondom nur einmal benutzen, da sonst Infektionsgefahr besteht und die Sicherheitseigenschaften evtl. vermindert werden.

Wer weiß, dass er auf Latex allergisch reagiert, sollte keine Kondome aus Naturkautschuklatex benutzen, da eine Überreaktion bis zum anaphylaktischen Schock nicht ausgeschlossen werden kann.

Kondome vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
EN: Please attend LOT number and expiry date on the condom foil.

In case additional lubrication is needed, only lubricants are recommended which are recommended to be used together with condoms. Do not use any oil-based lubricants such as e.g. petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter or margarine as lubricant as these are deleterious to the integrity of the condom. Please attend that in case you parallel apply any prescription or over-the-counter medicines to the penis or the vagina, please consult a doctor or a pharmacist about the compatibility with the condom.

In case of slight irritations e.g. skin irritation or the like please also consult your doctor. In case that during use a tear or hole in the condom was found please contact a doctor within 72 h.

SICO condoms are a reliable means of protection against pregnancy and sexually transmitted diseases. No contraceptive can protect one hundred percent. More information see below: www.cpr-germany.de

Before any sexual contact condoms should be rolled over the erect penis, in order to protect against sexually transmitted diseases and pregnancy.

Remove the condom carefully with your fingers from the foil and treat it carefully in order to avoid damages by finger nails, jewellery etc.

In case the individual container is damaged, do not use it but use a new one which is not damaged.

Pinch the reservoir with the thumb and the index finger and place the condom on the erect penis.

Thus there will be no air cushion. Withdraw the prepuce for your security. Unroll the ring with the other hand completely. If during application there is a feeling that the condom is slipping off or is overstretched over the penis, please stop the application and check the condom because of danger of rupture. After ejaculation hold the condom at the ring and withdraw the penis with the condom.

Do not put any used condoms into the toilet. Please put used condoms into the waste.

Important! Please use the condom only once as otherwise there is a risk of infection and security features may be reduced.

Any user who knows about an allergy against Latex should not use any condoms from natural rubber latex as an overreaction or even an anaphylactic shock cannot be excluded.

Protect condoms against heat and direct sunlight.

ES: Favor observe y respete el número de lote y fecha de expiración impresos en el paquete individual.

En caso de necesitar lubricante adicional, utilice solamente aquellos recomendados para el uso con preservativos. No utilice lubricante a base de aceite como vaselina, aceite de bebé, cremas corporales, aceite para masaje, mantequilla o margarina, ya que perjudican la integridad del preservativo. En caso de que se esté aplicando algún medicamento al pene o la vagina, debe consultar al médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de este medicamento con el preservativo.

En caso de irritación leve, como por ejemplo irritación de la piel o similar, consulte a su médico. En caso de romperse el preservativo durante su uso, contacte al médico en las próximas 72 horas.

Los preservativos marca SICO son un medio confiable de protección contra el embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Ningún método anticonceptivo puede proteger al cien por ciento. Para mayor información visite: www.cpr-germany.de

Antes de cualquier contacto sexual, el preservativo debe ser desenrollado sobre el pene erecto, para protegerlo contra enfermedades de transmisión sexual y embarazo.

Saque el condón del empaque cuidadosamente con sus dedos y trátelo con precaución para evitar dañarlo con uñas, joyería, etc.

En caso de estar dañado el paquete, descártelo y use uno que no esté dañado.

Tome el extremo cerrado del preservativo (reservorio) con el dedo pulgar e índice y colóquelo sobre el pene erecto. Evite formar una bolsa de aire. El prepucio debe estar retraído para su seguridad. Desenrolle el preservativo completamente con su otra mano. Si durante el uso siente que el preservativo se desliza o aprieta excesivamente, pare y revíselo por el riesgo de ruptura. Después de la eyaculación extraiga el pene de la vagina, sosteniendo firmemente el preservativo a la base del pene.

No tire el preservativo usado al inodoro. Por favor tirelo a la basura.

Importante! Por favor use el condón solamente una vez o incrementa el riesgo de infecciones y reduce sus propiedades de seguridad.

Si tiene una alergia conocida al látex debe evitar usar preservativos de látex de caucho natural pues puede experimentar una reacción o hasta un choque anafiláctico.

Almacene los preservativos en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.