

DE

Zusätzliche Informationen Kondome:

Vorsichtig handhaben und beim Auspacken Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck etc. vermeiden. Bei Beschädigung ein neues Kondom nehmen und das andere entsorgen. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, ob angewendete Medikamente im möglichen Kontakt mit Kondomen kompatibel sind. Bei Hinzufügung eines zusätzlichen Gleitmittels nehmen Sie nur eines, das für Kondome empfohlen ist, niemals jedoch solche auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Butter, Margarine usw. Ziehen Sie das Kondom vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutscht oder spannt und überprüfen Sie es wegen Rissgefahr. Direkt nach der Ejakulation den Penis zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch auftreten, nehmen Sie bitte schnellstens, spätestens innerhalb von 72 h, medizinische Hilfe in Anspruch. Werfen Sie gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. Nicht 2x benutzen, Wiederverwendung kann die Risiken von Versagen oder Infektion erhöhen. Ausschließlich vaginal anwenden. NR-Latex kann allergische Reaktionen auslösen inkl. anaphylaktischen Schocks. MEIN KONDOM Kondome sind ein zuverlässiger Schutz, jedoch bietet kein Verhütungsmittel 100 %igen Schutz vor Schwangerschaft, AIDS und/oder Infektionskrankheiten.

Kondome mit Benzokain: Bei Entzündungen oder anderen Erkrankungen der Vagina nicht benutzen. Auch nicht, wenn nach dem Gebrauch bei einem der Partner Atemnot oder blaue Lippen auftreten.

EN

Additional Information Condoms:

Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewellery etc. If being damaged replace an individual container by a new one and discard the old one. Ask a doctor or pharmacist about compatibility of any topical medicines in possible contact with condom. If additional lubricant should be added, use only those recommended for condoms and never oily ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter, margarine etc. Place condom on erect penis before and contact between penis and partner body occurs to assist preventing STIs or pregnancy. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breakage danger. Withdraw penis soon after ejaculation by holding condom in place at penis base. Should a condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h. Dispose used condom to waste, not to toilet. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. For vaginal use only. NR-Latex might cause allergic reaction incl. anaphylactic shock. MEIN KONDOM condoms are a reliable protection but no contraceptive can protect 100 % against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases.

For Benzocaine condoms: Do not use in case of vaginal inflammations or other vaginal diseases or if you or your partner suffer from difficulties of breathing or gets blue lips after use.

FR

Plus d'informations sur les préservatifs:

Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc., en le débarrant. Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un neuf. Demandez conseil à un médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer au contact du préservatif. Si vous ajoutez un lubrifiant, choisissez un produit recommandé pour l'usage du préservatif, et non un article à base d'huile, tel que de la vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle, huile de massage, beurre, margarine, etc. Avant chaque rapport sexuel, dérouler le préservatif sur le pénis en érection, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. Directement après l'éjaculation, retirer le pénis de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72h. Ne jamais jeter les préservatifs usagés dans les toilettes, mais dans les ordures ménagères. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. À utiliser exclusivement pour un usage vaginal. Le latex de caoutchouc peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. Les préservatifs MEIN KONDOM représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection à 100% contre le risque de grossesse, le SIDA et/ou les maladies infectieuses.

Préservatifs contenant de la benzocaïne: Ne pas utiliser lors d'inflammations ou d'autres maladies vaginales. Ne pas utiliser également, lorsque l'un des partenaires présente un essoufflement ou des lèvres bleues après un rapport protégé.

ES

Información adicional para Condones:

Manipule con cuidado, evite dañar el condón con uñas, joyería, etc. al sacar del paquete. Si un paquete individual está dañado, descártelo y reemplácelo por uno nuevo. Consulte con su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de cualquier medicamento tóxico en contacto potencial con el condón. Si usa lubricante adicional que sea del tipo indicado para uso con condones, nunca use productos grasos como vaselina, aceite o loción corporal, aceite para masajes, mantequilla, margarina, etc. Coloque el condón en el pene erecto antes del contacto sexual entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir ITS o embarazo. Si siente que el condón se desliza o aprieta excesivamente el pene pare y reviselo por riesgo de ruptura. Inmediatamente después de la eyaculación retire el condón de la vagina sosteniéndolo a la base del pene. Si un condón se rompe o fuga durante el uso busque atención médica inmediata en por lo menos las próximas 72 horas. Tire el condón usado a la basura, no al inodoro. No lo use dos veces, reusar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección. Sólo para uso vaginal. El látex NR puede causar una reacción alérgica, incluyendo choque anafiláctico. Los condones MEIN KONDOM son una protección confiable pero ningún método puede protegerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades infecciosas.

Condones con benzocaína: No use en caso de inflamación u otras enfermedades vaginales, o si usted o su pareja sufren dificultad al respirar o presentan labios azules.

ZH

关于避孕套的附加信息:

请谨慎使用,并在打开包装时避免被指甲,珠宝等损坏。如有破损,请取用一个新的避孕套并丢弃破损的那一个。请咨询医生或药剂师,了解您使用的药物与避孕套在发生可能的接触的情况下是否相容。如需使用额外的润滑剂,请只使用一种建议用于避孕套的润滑剂,绝对不要使用油基产品如凡士林、婴儿油、润肤露、按摩油、黄油、人造黄油等。请在每次性接触前将避孕套戴在勃起的阴茎上,以防止性传染病的传播及怀孕。当您察觉到避孕套滑脱或拉紧,请停止性交,并检查避孕套是否开裂。射精后请立即拔出阴茎并在阴茎的根部按住避孕套。如果避孕套在使用过程中撕裂或出现漏洞,请尽快,且最迟在72小时内寻求医疗帮助。请勿将使用过的避孕套扔在马桶内,而是扔到垃圾桶里。请勿2次使用避孕套,重复使用可增加避孕失败或感染的风险。请只在阴道内使用。天然胶乳可引发过敏反应,包括过敏性休克。MEIN KONDOM 避孕套提供了一个可靠的保护,但不是一个能100%避免怀孕,预防艾滋病和/或感染性疾病的避孕工具。

含苯佐卡因的避孕套

请不要在阴道发炎或有其他阴道疾病时使用。使用后如果伴侣中的一方出现呼吸困难或嘴唇发紫,也请不要再继续使用。



PLG 8901-20150803

MADE IN GERMANY

MEIN KONDOM

MEIN KONDOM

SAFETY
SENSITIVE
SENSATION
COLOR

ISO 4074

CE 0482

LATEX

Icons: umbrella, lightning bolt, crossed-out symbol

mpt med production and trading GmbH
Tiergartenstraße 2, 99089 Erfurt
Germany

QUALITY CONDOMS
MADE IN GERMANY