

mögliche Kondomsorten und Farbkombinationen												
Kondomsorte	Nennbreite in mm (+ -)1mm	Größe (länge) in mm min.	Wandstärke in mm (+ -) 0,010	Beschreibung	transparent	rot	pink	orange	blau	gelb	grün	schwarz
Standard	52	180	0,065	regular	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kontour	52	180	0,060	konturiert	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Pearl	52	180	0,065	genoppt	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Ribbed	52	180	0,065	gerippt	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Ribbed/Pearl	52	180	0,070	gerippt/genoppt	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Grip	52/48	180	0,075	extra starker Ring	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
XL	54	200	0,065	regular	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
S	49	170	0,065	regular	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Xtra	52	180	0,100	regular	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Professional	52	180	0,080	langes Reservoir	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Schutzhüllen 34	51	200	0,065	kein Reservoir	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Schutzhüllen 28	42	205	0,065	kein Reservoir	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
ALLE WEITEREN KOMBINATIONEN SIND MÖGLICH; ALLERDINGS IST EINE MINIMUMABNAHMEMENGE VON 5000 GROS ERFORDERLICH												
mögliche Farb- und Gleitmittelkombinationen												
		transparent	rot	pink	orange	blau	gelb	grün	schwarz			
Silikonöl		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Spermizid		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Pfirsich		ja	./.	./.	ja	./.	./.	./.	./.			
Erdbeere		ja	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Orange		ja	ja	ja	./.	./.	./.	ja	ja			
Schokolade		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	ja			
Vanille		ja	./.	./.	./.	./.	ja	./.	./.			
Minze		ja	./.	./.	./.	./.	./.	ja	./.			
Light Minze		./.	./.	./.	./.	./.	./.	ja	./.			
Gingko		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Jojoba		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Ginseng		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Kokos		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Rum		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Himbeere		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Teebaumöl		ja	./.	./.	./.	ja	./.	./.	./.			
Banane		./.	./.	./.	./.	./.	ja	./.	./.			
Apfel		./.	./.	./.	./.	./.	./.	ja	./.			
TuttiFrutti		./.	./.	./.	./.	ja	./.	./.	./.			
Passionfrucht		./.	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Rose		./.	ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Geruchsarm		ja	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.			
Lakritze		./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	ja			
ALLE WEITEREN KOMBINATIONEN SIND MÖGLICH; ALLERDINGS IST EINE MINIMUMABNAHMEMENGE VON 5000 GROS ERFORDERLICH												