

# Schutzhüllen für Ultraschalluntersuchungen

## Probe covers for ultrasonic examinations

### Protectores para sondas de sonografía

**SONODOM**®


#### Deutsch

Hygienischer Schutz für Ultraschallsonden (vaginale Untersuchungen) für qualitativ beste Bildergebnisse. Entwickelt für optimalen Schutz und Sicherheit während der Ultraschalluntersuchung. Durch ihre zylindrische Form ohne Reservoir werden Luftfeinschlüsse, die sich störend auf das Bildergebnis auswirken würden, vermieden.

#### English

Hygienic protection for ultrasound probes (vaginal examinations) to achieve clearest pictures of best quality on the screen. Designed for optimum protection and safety during ultrasound examinations. Due to its cylindrical form with no reservoir you avoid inclusions of air bubbles that could produce disturbances on the screen picture.

#### Español


Protección higiénica para sondas de ultrasonido (sonografía vaginal) para obtener las imágenes más claras de la mejor calidad posible en pantalla. Diseñados para una protección y seguridad óptima durante las examinaciones ultrasónicas. Por su forma cilíndrica y sin reservorio evitan inclusiones de aire que distorsionarían las imágenes de pantalla.

Medizinprodukt Medical device Dispositivo médico	Klasse I Class I Clase I	
Material Material Material	Hochwertiger Naturkautschuk High quality natural rubber Caucho natural de alta calidad	
Qualität Quality Calidad	Geprüft gemäß ISO 4074 Tested according to ISO 4074 Homologado según ISO 4074	
Wandstärke Wall thickness Grosor de pared	0.06 mm +/- 0.01 Ø 28 mm, Ø 34 mm	0.09 mm +/- 0.01 Ø 20 mm
Reißkraft Force at break Fuerza de roptura	min. 39 N	
Reißdehnung Tensile elongation Elongación	min. 700%	
Lochprüfung Detection of holes Detección de agujeros	100% elektronisch geprüft 100% electronically tested 100% electrónicamente testados	
Durchmesser Diameter Diámetro	20 mm / 28 mm / 34 mm	
Länge Length Largo	195 mm / 205 mm / 200 mm	
Nennbreite Nominal width Ancho nominal	35 mm / 42 mm / 51 mm	
Kennzeichnung Mark Marcado	CE	

MADE IN GERMANY

**PROBE COVERS**

## Verpackungen / Packaging / Envase

				
<p>Primärverpackung Primary Packaging Envase Primario</p>	<p>Unfoliert/lose Unfoiled/loose No sellados/sueltos</p>		<p>Foliert Foiled Sellados</p>	
<p>Verpackung Packaging Envase</p>	<p>ZIPLOCK Wiederverschließbarer Aluminiumbeutel Reclosable aluminium bag Bolsa resellable de aluminio</p>	<p>Schwarzer Beutel Black bag Bolsa negra</p>	<p>Weißer Karton White carton Caja blanca</p>	<p>Transparenter Beutel Transparent bag Bolsa transparente</p>
<p>Verpackungseinheit Packing Unit Unidad por Envase</p>	<p>150 Stk. / Pcs. / Uds.</p>	<p>200 Stk. / Pcs. / Uds.</p>	<p>150 Stk. / Pcs. / Uds.</p>	<p>1.000 Stk. / Pcs. / Uds.</p>
<p>Größe Size Tamaño</p>	<p>Ø 20 mm, Ø 28 mm, Ø 34 mm</p>		<p>Ø 28 mm, Ø 34 mm Ø 20 mm coming soon</p>	